

La voz del experto

Félix Díaz Caparrós



Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Otorrinolaringología. Miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética.
Nº de colegiado 300/4992 - RES: 40000536.

Dr. Félix Díaz Caparrós

A partir de los 30 años son muchas las personas que necesitan un tratamiento de recuperación de la piel, estimulando la generación de colágeno. Por ello, el Láser Erbium tiene como objetivo producir un aumento de colágeno y un efecto tensor para mejorar la flacidez facial y atenuar al máximo las líneas de expresión.

Para la mayoría de los pacientes el dolor durante el procedimiento es tolerable; sin embargo, se recomienda aplicación tópica de anestesia antes del procedimiento. El promedio de cada sesión es de 30 minutos. Después de la sesión el paciente puede retornar a sus actividades diarias sin ningún problema.

Para obtener excelentes resultados se requieren más de tres sesiones, con intervalos de una mensual, y una sesión de mantenimiento cada seis meses, dependiendo de la severidad de la situación.

Puede tratarse la cara, el cuello, el dorso de las manos, el tórax y espalda y las áreas más expuestas al sol.

¿Cómo funciona?

El proceso comienza con una cita de información en la cual se explica al paciente el procedimiento y qué debe esperar del mismo. Posteriormente, cuando vaya a recibir el tratamiento, se lavará el área con jabón y agua, o con alcohol antes de iniciar la terapia.

El Láser Erbium Fraccionado crea sobre la superficie de la piel tratada miles de perforaciones microscópicas, manteniendo intacta la piel alrededor de estas perforaciones. Esto permite a la parte más superficial de la piel regenerarse (sanar) desde el exterior de manera muy rápida, lo que mejora significativamente el estado general de la piel.

Además, gracias a una lente óptica forma micro haces de luz, que al penetrar en la piel generan canales térmicos microscópicos.

Cada canal crea una microinjuria (pixel), sin perturbar el tejido adyacente. Estos micropuntos (aproximadamente 15-20% de la piel) son el punto de partida para el proceso de cicatrización y reconstitución. Así, se reemplaza piel dañada por piel nueva, sana y radiante; el colágeno se regenera, y mejoran la tensión de la

Láser facial, el tratamiento antiedad más revolucionario

Elimina las manchas, la piel dañada y logra reducir las arrugas y las cicatrices



Los resultados son duraderos y se logra una piel más tersa y joven (CEDIDA).

piel y las cicatrices.

Grandes resultados

Este innovador láser aplica una tecnología que logra el rejuvenecimiento real de la piel, consiguiendo una apariencia mucho más joven. El Láser Erbium acorta enormemente los tiempos de recuperación y supone menos riesgos de complicaciones para el paciente.

Los resultados son duraderos, y se logra una piel más tersa y joven con un tono más uniforme, presentando un efecto tensor, atenuando las líneas de expresión, disminuyendo la flacidez, estimulando la producción de colágeno y haciendo desaparecer las manchas y las cicatrices.

Preparación

Antes de recibir el tratamiento, el paciente debe tener en cuenta lo siguiente:

● Puede requerirse una preparación previa de la piel con despigmentantes (1-2 semanas).

● No debe estar bronceado. A los pacientes con pieles más pigmentadas se les alertará del riesgo de hipo e hiperpigmentación.

● Debe establecerse un intervalo de un mes entre las diferentes sesiones para lograr la recuperación de la piel.

● La mayoría de los pacientes toleran bien el tratamiento; sin

Indicaciones

- Provocando un cambio en el tono y textura de la piel, la terapia está indicada para:
 - Pecas solares y daño solar.
 - Envejecimiento facial.
 - Arrugas finas.
 - Cicatrices.
 - Poros abiertos.
 - Acné.

Contraindicaciones

- No aplicar en caso de:
 - Cirugías y tratamientos exfoliantes recientes.
 - Herpes, acné activo o infecciones.
 - Hipersensibilidad o convulsiones originadas por la exposición a la luz.
 - Cicatrices hipertróficas o queloides.
 - Embarazo.
 - Fármacos fotosensibilizantes, anticoagulantes o isotretinoína en los últimos 2 años.
 - Lesiones pigmentadas sospechosas como melanoma.

embargo, se puede utilizar anestesia tópica o local para disminuir el disconfort del paciente.

● Todas las personas dentro del lugar del tratamiento deben usar protección ocular.

● Se realiza en forma ambulatoria en sesiones de pocos minutos.

● Al finalizar la terapia se aplica crema humectante o antiinflamatoria y protector solar.

Instrucciones para el paciente

● Evite el bronceado 4-6 semanas antes y después de la aplicación del láser. Utilice protección solar sobre el área tratada.

● No requiere de incapacidad.

● Puede sentir un poco de ardor durante los primeros minutos. Después del tratamiento, la piel puede enrojecerse durante unos días, presentando descamación

posteriormente.

● Los días siguientes al tratamiento se debe evitar la aplicación de perfumes, colonias y, en general, sustancias químicas que pueden manchar la piel.

● Puede aparecer una costra superficial sobre la piel, la cual se cae después de 8 o 10 días. No es preocupante. Se recuperará solo.

● Se aconseja la revisión un mes después de haber recibido el tratamiento.



CLINICADIAZCAPARROS
Otorrinolaringología - Foniatría -
Medicina Estética
C/ San Agustín 6, 4º C
Cartagena
Tno. 968 52 77 61
correo@clinicadiazcaparros.es
www.clinicadiazcaparros. f